


Das Lanzettengerät erlaubt Ihnen, einfach und fast schmerzfrei Ihr kapillares Blut aus der Fingerbeere (und alternativen Teststellen AST) zu entnehmen.



Das Lanzettengerät bietet Ihnen 6 Einstellungen zur Einstechtiefe:




Je größer der Abschnitt auf der Indikatorlinie, desto größer ist die Einstechtiefe.

ACHTUNG


Um das Infektionsrisiko zu senken:

- Benutzen Sie niemals das Lanzettengerät oder die Lanzette gemeinsam mit mehreren Personen.
- Benutzen Sie jedes Mal eine neue sterile Lanzette. Lanzetten sind für den Einmalgebrauch gedacht.
- Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Stechhilfe oder der Lanzetten durch Handlotion, Öl, Schmutz oder Rückstände.
- Gebrauchte Lanzetten sind potentiell infektiös. Entsorgen Sie sie gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.


Vorbereiten des Lanzettengerätes




1. Drehen Sie die Kappe des Lanzettengerätes und nehmen Sie sie ab.



2. Stecken Sie eine Lanzette in den Lanzettenhalter und drücken Sie diese fest ein, bis sie vollständig gesichert ist.




3. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab.



4. Setzen Sie die Kappe wieder auf und drehen Sie den Verschluss fest wie im Bild gezeigt, bis Sie ein Klicken hören. Wenn der Verschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, befindet sich die Verschlussanzeige in der äußersten rechten Position.



5. Halten Sie die Kappe fest, während Sie die Einstechtiefe wählen. Hierzu drehen Sie die einstellbare Spitze in die entsprechende Richtung, bis der Pfeil auf der Kappe auf die gewünschte Einstechtiefe zeigt.



6. Ziehen Sie den Spann-zylinder zurück, bis er klickt. Im Auslöseknopf ändert sich die Farbe, wenn das Lanzettengerät stechbereit ist.
 Wenn es nicht klickt, hat das Gerät möglicherweise ausgelöst, während die Lanzette eingelegt wurde.

WICHTIG


Bevor Sie einen Blutstropfen gewinnen:

- ☐ Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor jeder Blutentnahme.
- ☐ Wählen Sie die Punktionsstelle an der Fingerbeere aus.
- ☐ Reiben Sie die Punktionsstelle für ca. 20 Sekunden vor dem Stechen.



7. Einstechen in den Finger

Drücken Sie die Spitze des Lanzettengerätes fest an die seitliche Fingerkuppe. Drücken Sie den Auslöseknopf, um in Ihren Finger zu stechen. Ein Klicken zeigt an, dass die Punktion abgeschlossen ist.



8. Nehmen Sie das Lanzettengerät von


der Punktionsstelle. Nach dem Stechen werfen Sie den ersten Tropfen Blut mit einem sauberen Papiertuch. Drücken Sie leicht auf die punktierte Stelle, um einen weiteren Blutstropfen zu gewinnen. **Achten Sie darauf**, den Blutstropfen **nicht** zu verschmieren. Tragen Sie das Blut auf den Teststreifen auf.



9. Entfernen Sie die Lanzette, indem Sie zuerst die Kappe drehen und abnehmen. Anschließend entsorgen Sie die gebrauchte Lanzette auf sichere Weise, indem Sie die abgedrehte Schutzkappe auf eine harte Unterlage legen und die Lanzette hineinstecken.

10. Schieben Sie die Auswurfaste nach vorne, um die gebrauchte Lanzette zu entfernen. Entsorgen Sie die Lanzette gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen. **☐ Um eine Blutprobe aus einer anderen Stelle als der Fingerbeere zu entnehmen, benutzen Sie die klare Kappe.**

Alternative Teststellen (AST)



Achtung

Diese Möglichkeit ist nicht für alle Geräte verfügbar. Schauen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch Ihres Blutzuckermessgerätes nach, ob dieses Messgerät AST Messungen durchführen kann. AST Messungen sind nicht mit allen auf dem Markt erhältlichen Blutzuckermessgeräten möglich.

Messen an anderen Stellen als der Fingerbeere wird Messen an **alternativen Teststellen (AST)** genannt. Bitte lesen Sie das Kapitel „Messen an alternativen Teststellen“ in Ihrem Benutzerhandbuch, bevor Sie AST durchführen.

Ersetzen Sie die Kappe des Lanzettengerätes durch die klare Kappe für alternative Teststellen. Ziehen Sie den Spannzylinder zurück, bis er klickt.

Wenn Sie Oberarm, Unterarm oder Hand punktieren, vermeiden Sie Stellen, an denen vermehrt Venen verlaufen, um starkes Bluten zu vermeiden.

Reinigung

Die Lanzette ist ein Einwegartikel und nur zum Einmalgebrauch vorgesehen. Das Lanzettengerät können Sie **mehrfach benutzen**.

Um das Lanzettengerät zu reinigen, benutzen Sie eine milde Waschlotion und Wasser und wischen Sie es sauber. **NICHT** unter fließendes Wasser halten. Desinfizieren Sie die Kappen für 10 min. in 70 % Alkohol und lassen Sie sie anschließend lufttrocknen. **NICHT** spülmaschinengeeignet und keine chem. Reinigungsmittel benutzen.

TESTamed Kundenservice Hotline:
0800 TREND11 (0800-87363-11)
www.testamed.de

Erklärung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Zum Einmalgebrauch
	Gebrauchsanweisung beachten
	Zu verwenden bis/Verfallsdatum
	Chargennummer
	Hersteller
	Achtung, beiliegende Information beachten
	CE-Zeichen
	Autorisierter Repräsentant in der EU
	Durch Bestrahlung sterilisiert
	Bei beschädigter Packung nicht verwenden.

Vertrieb: Maurer Pharma GmbH, Postfach 12 20, 56136 Boppard-Bad Salzig, Germany

BioCare Corporation
4F, No. 12, Lane 5, Sec. 2, Nanshan Rd.,
Luzhu Dist., 33852 Taoyuan City, TAIWAN

MedNet GmbH
Borkstraße 10,
48163 Münster, Germany

0123

elbedesigncrew[©]

Client: Sebapharma
Project: TESTAmed Blutzuckergerät
Project No: 22674
Filename: Lanzetten_BPZ_DE
Date: 15.05.2017

Client Counselling: Lisa Jacobi-Wichmann
Art Direction: Inga Möller
Production: Guido Stern

Supplier: –
Printing process: Offset
Substrate: Paper

Programm(vers.): InDesign CS5

For further technical questions please contact:

Maria Glade, Tel.: +49(0) 89 96 90-63
m.glade@elbedesigncrew.de

PRINTING COLOURS:



Black



PANTONE 286 C

TYPEFACE: Antique Olive CE, Zapf Dingbats
Regular

Information concerning screen definition and overfilling is not given in this file. Adaptation to the requirements of lithographic production necessary.

All statutory legal protection will be applied to this artwork. It may not be duplicated or reproduced without the written consent of elbedesigncrew GmbH. The application of this artwork for any purpose other than that stipulated by elbedesigncrew GmbH is strictly and legally prohibited. Any such use would represent a breach of copyright.

elbedesigncrew GmbH is not liable for any possible orthographic text errors or any possible breaches of competition laws, copyrights or trademark laws, and for any consequential damages.

Please check this artwork for its legal content and technical requirements. Please proof-read the whole text.

elbedesigncrew GmbH · Bernhard-Nocht-Str. 99 · D-20359 Hamburg
Fon +49(0)40/89 96 90-0 · Fax +49(0)40/89 96 90-44
contact@elbedesigncrew.de · www.elbedesigncrew.de